

Lympha Press Optimal



Aparatul *Lympha Press Optimal* este un instrument cu presiune controlata pentru tratamentul terapeutic pentru clinici, dar si pentru uzul pacientilor acasa.

Tratamentul consta intr-un masaj gentil de drenaj veno-limfatic, cu scopul de amorsare a vaselor limfatice. Terapia incepe de la capatul membrului, apoi, se muta la tratamentul principal, prin *acumularea secventiala* a presiunii sau prin *masaj cu unde peristaltice*.

Caracteristici:

- Aparat de presiune controlat.
- Cicluri de terapie pentru toate tratamentele.
- Afisaj LCD informativ.
- Dotat cu telecomanda pentru pauza.
- Conector rapid pentru tuburile de conectie.

Alte caracteristici:

- Pana la 24 de celule de aer per manson de masaj.
- Rang de presiune complet variabil de la 20 la 90 mmHg.
- Usor de folosit, prietenos.
- Silentios
- Compact, usor de depozitat.
- Robust si fiabil.
- Portabil
- Poate trata pana la doua membre simultan.
- Compatibil cu cele mai multe mansoane Lympha Press.
- Controale usor de citit.

Ciclurile de Tratament:

1. Ciclul de terapie
2. Ciclul Lympha Gradient (secvential)
3. Wave Cycle (ciclul peristaltic de compresie dinamica)

Caracteristicile Gradient (secventiale) sunt construite in ciclurile de tratament ale aparatului. Aparatul asigura ca presiunea aplicata sa fie micsorata gradual in timp ce secventa de compresie avanseaza in partea superioara a membrului.

Treptele secventiale si presiunea pot fi calibrate direct din aparat sau cu ajutorul unui software la PC.

Specificatii Tehnice:

Model	1201
Rang Presiune	20-90 mmHg
Marime	14.5 x 38.5 x 30.5 cm
Greutate	6.1 kg
Electric	230V / 115V 50/60 Hz
Ciclu	Secvential Multe Cicluri